




キャンペーン期間

2008年9月10日から2008年12月31日まで

ImmunoMini NJ-2300 CAMPAIGN

マイクロウェルプレート測定用 全自動比色計



台数限定キャンペーン価格

¥498,000-

(税別)

※標準搭載フィルターは490nmと620nmの2枚となります。

ImmunoMini NJ-2300主な特長

- 広い測定波長領域
400~700nmで多くの用途にお使い頂けます。
- 高速測定
標準測定 (20秒/プレート) と高速測定 (約5秒/プレート) の選択が出来ます。
- 本体 (測光部、CPU等) と操作部 (キー、プリンタ等) の分離
軽量、コンパクトサイズで場所をとらず、持ち運びが簡単です。
- 6波長同時測定
一度の測定で各ウェルにおいて最大6波長のデータが得られます。

別売り干渉フィルター

価格 各¥40,000-

405 / 414 / 450 / 510 / 540 / 590 / 630nm

※上記以外のフィルターも特別注文にて承ります。

● NJ-2300用オプション

解析用ソフトウェア
Immuno for WINDOWS v1.4

通常販売価格 ¥250,000-

+

ノートPC

=

特別提供価格

¥150,000-

※NJ-2300本体をご購入の
お客様に限ります。

(代理店)



未知への挑戦

株式会社 マイクロテック・ニチオン

(本社 営業部) 〒274-0074 千葉県船橋市滝台 2-16-5
URL <http://nition.com/> E-mail: microtec@nition.com
TEL: (代表) 047-466-8186 FAX: 047-466-8190

BioTec バイオテック株式会社®

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル
TEL. (03) 3816-6931 FAX. (03) 3818-4554
大阪営業所/ 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-6-14
第2日大ビル1001号
TEL. (06) 6379-1555 FAX. (06) 6379-1565
URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: info@biotec.co.jp